


Acondicionamento e transporte de amostras para confirmação laboratorial de *Vibrio cholerae* 01/0139 em território nacional

CONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS FECAIS: 4 opções possíveis

Use luvas e jaleco ao manusear amostras o tempo todo.
Etiqueta da Amostra: Identifique cuidadosamente as amostras e indique (usando um marcador permanente) o nome do paciente, data de coleta, hora, Local Provável de Infecção (LPI)
Formulário de Laboratório: Use o Formulário de encaminhamento laboratorial para casos suspeitos de cólera¹

Amostra Fecal em Recipiente Coletor de Fezes	APA (água peptonada alcalina)	Papel Filtro Úmido e Seco (PFU/PFS)	Meio Cary Blair, Amostra Fecal ou Swab Retal
 Manter o recipiente inicial da coleta das fezes.	 Transfira o material fecal do recipiente inicial da coleta para o tubo contendo APA. NOTA: O material fecal não deve exceder 10% do volume de APA.	 Mergulhe o disco de papel filtro no material fecal aquoso. Com auxílio de um dispositivo de uso único/descartável (pinça, agulha), transfira o papel filtro para o tubo, adicione 2 a 3 gotas de solução salina e feche o tubo. PAPEL FILTRO SECO (PFS) Espere o papel secar antes de colocá-lo em um saco individual com dessecante.	 Para amostras fecais: mergulhe o swab nas fezes líquidas e transfira para o meio Cary Blair. Swab retal: Coloque o swab diretamente no Cary Blair. Nenhuma manipulação adicional é necessária.

Compatibilidade com métodos de testagem (diretamente da amostra ou após etapas de incubação em APA para aquelas marcadas com *).

TDR, cultivo, análise molecular.	TDR, cultivo, análise molecular.	PFU: TDR*, cultivo, análise molecular. PFS: análise molecular.	TDR*, cultivo, análise molecular*.
----------------------------------	----------------------------------	---	------------------------------------

MATERIAL NECESSÁRIO

Recipiente coletor de fezes (plástico, tampa de rosca, 30mL, sem desinfetante).	APA, tubos com tampa de rosca, pipetas de transferência ou swabs.	PFM: papel filtro em discos (6mm Ø, não-estéril), solução salina, pinça ou agulha, tubo de 2mL (tampa de rosca). PFS: cartão Whatman (903 protein saver ou FTA Elute), pipetas de transferência descartáveis, saquinhos individuais, dessecante.	Cary Blair (frasco/tubo com meio semi-sólido), swab (algodão/poliéster estéril).
---	---	---	--

Parafilme ou fita de vedação para vedar embalagens e evitar vazamentos (não necessário para papel filtro seco).

Conservação

Temperatura ambiente (idealmente 22-25°C). Não refrigere. Mantenha o recipiente coletor de fezes longe da luz solar direta.

No máximo 2 horas. Se ultrapassar >2h, usar Cary Blair.	Menos de 24 horas.	PFM: preferencialmente menos de 15 dias. PFS: sem limitação.	Seguir instruções do fabricante, em média 7 dias.
--	--------------------	---	---

TRANSPORTE DE AMOSTRAS (entrega nacional, meio terrestre)

Embalagem primária



As embalagens primárias são embaladas individualmente e o material absorvente é colocado entre a(s) embalagem(ens) primária(s) e as embalagens secundárias.

Materiais absorventes




Manta de celulose
Bolas de algodão
Papel toalha

Embalagem secundária



Recipiente selado de poliestireno (mínimo de 1 polegada/ 2,5cm)
Saco de plástico selado
Recipiente de plástico
Embalagem com tampa de rosca

Embalagem tripla (externa)



Receptáculo térmico sem gelo
Caixa de papelão ou PVC
Etiqueta: Substância biológica categoria B

As amostras são categorizadas como “substâncias biológicas” categoria B. É obrigatório o uso de embalagens triplas com rótulos UN3373, as alternativas são mostradas à esquerda.

As amostras devem ser transportadas acompanhadas da documentação correspondente (formulário solicitado pelo laboratório e/ou tabela de dados). Inclua quaisquer resultados de testes que possam já ter sido realizados, tais como resultados de TRD. Não escreva o nome do microrganismo na parte externa da embalagem, apenas nos documentos dentro da caixa, quando apropriado.

IMPORTANTE: indique endereço completo e telefone do remetente e do destinatário. Informar o laboratório receptor sobre a previsão de chegada das amostras.

TRANSPORTE EM TEMPERATURA AMBIENTE

¹ Formulário de encaminhamento laboratorial para casos suspeitos de cólera
<https://www.gtfcc.org/resources/gtfcc-laboratory-referral-and-results-reporting-forms/>