





إعداد عينات البراز: 4 خيارات ممكنة

استخدم القفازات والمعطف المختبري عند التعامل مع العينات في جميع الأوقات
ملصق العينة: حدد العينات بعناية واذكر (باستخدام قلم حبر دائم) اسم المريض وتاريخ أخذ العينة والوقت ومكان أخذ العينة ومكان وجود المريض عند احتمال إصابته بالعدوى
نموذج المختبر: نموذج تقرير المختبر لحالة مشتبه بها من الكوليرا¹

العينة في كوب براز	ماء البيبتون القلوي (APW)	ورق الترشيح الرطب والجاف (WFP/DFP)	العينة في مسحة كاري بلير عينة برازية أو مسحة شرجية
			
احتفظ بها في كوب البراز الأولي	انقل المادة البرازية من الحاوية الأولية إلى أنبوب ماء البيبتون القلوي بارافيل أو شريط مانع للتسرب لإغلاق الحاوية ومنع التسرب عند الإمكان ملاحظة: يجب ألا تتجاوز المادة البرازية 10٪ من حجم الإثراء APW.	اغس قرص ورق الترشيح في مادة برازية مائية باستخدام جهاز للاستخدام مرة واحدة (ملاقط إبرة)، انقله إلى الأنبوب، أضف من 2 إلى 3 قطرات من محلول ملحي معقم، أغلق الأنبوب ورق ترشيح جاف (DFP) ضع قطرة واحدة من البراز المائي لماء الدائرة على ورق الترشيح اترك الورق يجف في الهواء في منطقة نظيفة خالية من الغبار، قبل وضعه في كيس فردي مع مجفف	لعينات البراز: اغس المسحة في البراز وانقلها إلى أنبوب كاري بلير مسحة شرجية: ضع المسحة مباشرة في أنبوب كاري بلير. لا حاجة إلى مزيد من المعالجة

التوافق مع طرق الاختبار (إما مباشرة من العينة أو بعد خطوة إثراء في بالنسبة لتلك التي تحمل علامة*)

اختبار تشخيص سريع، زراعة، تفاعل البوليميراز المتسلسل	اختبار تشخيص سريع، زراعة، تفاعل البوليميراز المتسلسل	اختبار تشخيص سريع: WFP زراعة تفاعل البوليميراز المتسلسل DFP تفاعل البوليميراز المتسلسل	زراعة الاختبار الجزيئي* واختبار التشخيص*
--	--	--	---

المواد المطلوبة

حاوية البراز بلاستيكية، غطاء لولبي، 30 مل، بدون مطهر	أنابيب مع غطاء لولبي، ماصات نقل أو مسحات	أقراص ورق ترشيح: WFP (غير معقمة، 6 مم Ø)، محلول ملحي معقم، ملاقط أو إبرة، أنبوب 2 مل (غطاء لولبي) DFP: Whatman بطاقات (FTA Elute Micro) حافظات بروتين، بطاقات (903) ماصات نقل قابلة للتسرب، أكياس فردية، مجفف	كاري بلير شبه صلب، زجاجة/أنبوب، مسحة معقمة، قطن/بوليستر
---	--	--	--

شريط لاصق أو شريط مانع للتسرب لإغلاق العبوات ومنع التسرب (غير مطلوب في حالة ورق الترشيح الجاف)

الحفظ

درجة حرارة الغرفة (بشكل مثالي 22-25 درجة مئوية). لا تضعه في الثلاجة. احفظ حاوية البراز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة

ساعتين كحد أقصى إذا كان التأخير أكثر من ساعتين، استخدم كاري بلير	خلال 24 ساعة	خلال 15 يوماً WFP لا يوجد حد أقصى لفترة الحفظ: DFP	اتبع تعليمات الشركة المصنعة المتوسط 7 أيام
---	--------------	---	---

النقل المحلي

<p>مادة ماصة</p>  <p>حشوة السليلوز</p>  <p>مناديل ورقية</p>  <p>كرات قطنية</p>	<p>الحاوية الأولية</p>    <p>يتم تغليف الحاويات الأولية بشكل فردي، ويتم وضع مادة ماصة بين الحاويات الأولية والحوايات الثانوية</p>	<p>تصنف العينات ضمن فئة "المواد البيولوجية" من الفئة ب. يلزم وتظهر البدائل على UN3373 استخدام عبوات ثلاثية مع ملصقات اليسار</p> <p>يجب أن ترافق العينات الوثائق المقابلة (نموذج طلب المختبر و/ قائمة الخطوط) أدرج أي نتائج قد تم إجراؤها بالفعل، مثل نتائج لا تكتب اسم الكائن الحي على الجزء الخارجي من العبوة، بل RDT. اكتف بكتابته على الأوراق الموجودة داخل الصندوق عند الاقتضاء هام: اذكر العنوان الكامل ورقم الهاتف للمرسل والمستلم. أبلغ المختبر المستلم بوصول العينات قريباً</p> <p>النقل في درجة حرارة الغرفة</p> <p>نموذج تقرير المختبر لحالة مشتبه بها من الكوليرا¹</p> <p>https://www.gtcc.org/resources/gtcc-laboratory-referral-and-results-reporting-forms/</p>
<p>الحاوية الثالثة</p>  <p>مبرد صلب بدون كيس ثلج</p>  <p>لوح من الألياف المموجة</p> 	<p>الحاوية الثانوية</p>  <p>حاوية بوليسترين مغلقة (بسمك 1 بوصة على الأقل)</p>  <p>كيس بلاستيكي</p>  <p>علبة بلاستيك</p>	