

الهدف: تقديم إرشادات لتحديد الحساسية في المختبر لبكتيريا الضمة الكوليرية 01/0139


الطرق

- مزيج من طريقتين:
- طريقة الانتشار على أجار مع أقراص مشبعة بمضاد حيوي بتركيزات محددة مسبقًا.
- قياس التركيز الأدنى للتثبيط (MIC) باستخدام شرائط اختبار مشبعة بمضادات حيوية بتركيزات متدرجة.
- ملاحظة: يوصى باستخدام شرائط الاختبار للمضادات الحيوية التي لا يوجد لها نقطة فصل محددة أو عند الحاجة إلى اختبارات تكميلية.
- ملاحظة: يجب دائمًا إعداد سلاسل التحكم جنبًا إلى جنب مع سلاسل الاختبار.

المواد المطلوبة

- مسطرة مترية (يمكن أن تقيس بالمليمتر)
- مقياس تعكر ماكفارلاند 0.5
- ورقة بيضاء ذات خطوط سوداء حادة (يمكن تحضيرها يدويًا أو طباعتها) سلاسل التحكم النوعي: الإشرافية القولونية ATCC25922
- المكورات العنقودية الذهبية ATCC29213

- أطباق أجار مولر هينتون (MHA) بعمق 4 ملم ± 0.5 ملم
- محلول ملحي معقم (0.85% أو 0.9% + أنابيب اختبار متطابقة الحجم لتحضير مغلفات البكتيريا ومعايير عكسة ماكفارلاند
- أعواد قطنية معقمة
- موزع أقراص تلقائي أو قالب بأماكن 5 أو 6 أقراص وملاقط



أزيتروميسين (AZ)، بيروفلوكساسين (CIP)، ودوكسيسايلين (DOX) هي المضادات الحيوية الثلاثة المختارة والموصى بها لعلاج الكوليرا وفقًا لفريق العمل العالمي لمكافحة الكوليرا

<https://www.gtfc.org/wp-content/uploads/2024/12/gtfc-technical-note-on-use-of-antibiotics-for-the-treatment-of-cholera-1.pdf>

- تخزن أقراص المضادات الحيوية وشرائط الاختبار بين -20 درجة مئوية و 8 درجات مئوية وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة
- تحقق من تاريخ انتهاء صلاحية أقراص المضادات الحيوية وشرائط الاختبار قبل الاستخدام.

المضاد الحيوي المراد اختباره والطريقة الموصى بها:

الاختبار التأكيدي بقياس التركيز المثبط الأدنى

- أزيتروميسين (AZ)
- سيروفلوكساسين (CIP)
- دوكسيسايلين (DO)

اختبار الفحص الأولي بطريقة الانتشار بالقرص

- إريثروميسين (EM)، (15 ملجم)
- بيفلوكساسين (PEF)، (5 ملجم)
- تتراسيكلين (TE)، (30 ملجم)

إجراء اختبار القرص والشرائط

2. تلقيح أجار مولر هنتون (MHA)


- في غضون 15 دقيقة على الأكثر بعد تحضير معلق اللقاح البكتيري.
- اغس السحبة القطنية في المعلق البكتيري؛ أزل السائل الزائد بالضغط على السحبة ضد الجدار الداخلي للأنبوب.



- قم بتخطيط السطح الكامل للطبق 3 مرات، مع تدوير الطبق 60 درجة في كل مرة.
- تأكد من أن السطح جاف تمامًا قبل الخطوة التالية.

4. تطبيق شرائط اختبار إي تيست


- في غضون 15 دقيقة على الأكثر بعد المسح.
- ضع الشرائط على الأجار وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.
- لا تحرك الشرائط بمجرد وضعها.
- أعد الغطاء، قلب الأطباق وضعها في الحاضنة.



ملاحظة: يجب تخزين شرائط الاختبار باستمرار في الفريزر عند -20 درجة مئوية. اترك الشرائط التي ستستخدم لتصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعها على الأجار.

1. تحضير اللقاح البكتيري

- حضر معلقًا بكتيريًا باستخدام عدد قليل من المستعمرات المعزولة جيدًا من مزرعة أجار تم تحضيرها ليلية كاملة (18-24 ساعة عند 35 ± 2 درجة مئوية) في محلول ملحي معقم، مع تعديله ليصل إلى 0.5 ماكفارلاند*
- بالمقارنة مع المعيار.
- ملاحظة: تأكد من تقسيم المعيار إلى أنبوب بنفس حجم الأنبوب المستخدم لتحضير معلق الاختبار.



*يقال ذلك لاقًا بتركيز حوالي 1 إلى 2 × 10⁸ وحدة تشكيل مستعمرة/مل (الامتصاص عند 600 نانومتر = 0.08-0.1)

3. تطبيق أقراص المضادات الحيوية

- في غضون 15 دقيقة على الأكثر بعد المسح.
- ضع الأقراص بشكل فردي باستخدام موزع أقراص تلقائي أو ملقط معقم، مع الضغط برفق على الأجار.
- لا تحرك الأقراص بمجرد وضعها.
- أعد الغطاء، قلب الأطباق وضعها في الحاضنة.



ملاحظة: اترك الأقراص لتصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل فتح الخرطوشة أو حاوية التخزين.

5. الحضانة: 18 ± 2 ساعة عند 35 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية.

- 6. القراءة: بعد 18 ± 2 ساعة، راقب الطبق وقم بقياس قطر (مم) حلقة التثبيط. اقرأ قيمة التركيز الأدنى للتثبيط (MIC) (بوحدة ميكروجرام/مل) عند تقاطع الجزء السفلي من منطقة تثبيط النمو بوضوح الشكل مع شريط الاختبار. إذا كانت قيمة التركيز الأدنى للتثبيط (MIC) تقع بين تخفيفين متتاليين، قم دائمًا بالتقريب إلى القيمة الأعلى.

تفسير النتائج

ضبط الجودة: إذا كانت نتائج سلاسل ضبط غير متوقعة أو خارج النطاق المسموح به، فإن أي نتائج تم الحصول عليها لسلاسل الضمة الكوليرية تعتبر غير صالحة، ويجب على المختبر التحقق في مصدر الخطأ.

التراسيكلين: اختبار فحص لحساسية الدوكسيسايلين. يمكن تصنيف السلاسل الحساسة للتراسيكلين على أنها "حساسة" للدوكسيسايلين. وفقًا ل-CA-SFM/EUCAST، إذا كانت السلسلة مقاومة للتراسيكلين، فيجب اختبار الدوكسيسايلين بشكل فردي عن طريق قياس التركيز الأدنى للتثبيط (MIC).

بيفلوكساسين: اختبار فحص لحساسية السيروفلوكساسين.

إريثروميسين: اختبار فحص لحساسية الأزيثروميسين.

ملاحظة: قياس التركيز الأدنى للتثبيط (MIC) للأزيتروميسين والسيروفلوكساسين ليس ضروريًا لإدارة الحالات، ولكنه موصى به لمعالجة الوبائية للسلاسل.

ملاحظة 1: أثبت اختبار انتشار قرص حمض الناليديكسك أنه طريقة موثوقة لتحديد سلاسل الضمة الكوليرية O1 ذات الحساسية المنخفضة أو المقاومة للسيروفلوكساسين، ويمكن استخدامه كبديل لاختبار فحص البيفلوكساسين (PEF). إذا كانت السلسلة مقاومة لحمض الناليديكسك (بناءً على معايير التفسير الخاصة بالكوليرا المعوية)، فيجب اختبار حساسية السلسلة للسيروفلوكساسين عن طريق قياس التركيز الأدنى للتثبيط. يجب اعتبار السلاسل التي تظهر نموًا حتى ملامسة قرص حمض الناليديكسك مقاومة للسيروفلوكساسين (MIC ≥ 0.25 mg/mL).

ملاحظة 2: يمكن اختبار مضادات حيوية إضافية للمراقبة الوبائية للسلاسل (مثل الكلوكسيتين، بوليمكسين ب، أميسيلين، كلورامفينيكول، تريمتوبريم/سلفاميثوكسازول، السيفالوسبورينات من الجيل الأول والثالث، الستربتومايسين).

التفسير: يرجى الرجوع إلى المعايير التالية:

<https://clsi.org/all-free-resources/>, CLSI M45 ED3:2016, Table 20. *Vibrio spp.* (Including *Vibrio cholerae*) : CLSI http://www.eucast.org/clinical_breakpoints : EUCAST

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2023/06/CASFM2023_V1.0.pdf : CA-SFM / EUCAST

ملاحظة: تتم مراجعة هذه المعايير بانتظام، لذا يرجى التأكد من أنك تستخدم نسخة محدثة.

هذه الوثيقة مخصصة للاستخدام من قبل المختبرات المرجعية. يرجى الاحتفاظ بالعزلة حتى يكتمل الاختبار أو وفقًا لسياسة الاحتفاظ بالعينات المتبعة في المختبر.